

(5) 着用者にストッキングの正しい着用方法を指導し、着用者自身が誤った方法で着用し直すことのないようにする。



#### <ストッキングタイプ>

(1)~(4)はハイソックスタイプと同じ。

(5)ストッキングを足首、ふくらはぎ辺りまで引き上げる。編み方の薄い部分の始まりが、膝下2.5~5.0cmの間にくるようにはかせる。

ストッキングを着用者の大腿部に装着する際、ストッキングを内側へ回転させながらはかせ、ガゼット(三角形の添布)の中央部分を大腿動脈上に合わせる。ガゼットは、大腿部のやや内側に位置させる。ストッキング上端のバンド部分が足の付け根にくるようにする。

しわがよらないように適度に伸ばし、編み方の薄い部分やガゼットを適当な位置に合わせる。つま先部分を前方向に引っ張り、足首及び足の甲のしわを伸ばし、つま先を楽にさせる。



※ハイソックスタイプ、ストッキングタイプは、左右兼用である。ただし、かかとと膝の位置が指定されている。

#### 【使用上の注意】

##### 1. 重要な基本的注意

- (1) 適切な圧迫圧を得るために、脚の各部位の周径を測定し、正しいサイズを着用すること。また、適用サイズから外れる場合には、本品を使用しないこと。
- (2) 血液循環を妨げないよう、使用中は本品を丸めたり折り曲げて使用しないこと。
- (3) 過剰な締め付けによる血流障害や皮膚の圧迫を防ぐため、たるみやしわのないように均等に引き上げ、着用すること。
- (4) 本品のストッキング上端部分等が、切開創や、排液チューブ、カテーテル等の機器の妨げにならないよう注意すること。
- (5) 包装の破損したもの、開封済みのもの又は水濡れしたものは使用しないこと。
- (6) 軟膏・油脂・ラノリン(羊毛脂)等は繊維の質を低下させるので、ストッキングへの接触は避けること。
- (7) 黄ばみが強くなることがあるが、製品の機能には影響がないので、そのまま着用できる。
- (8) (ハイソックスタイプ)ストッキング上部を折り返さないこと。又、ストッキングで膝を覆わないこと。
- (9) 正しいサイズを選択し、適切な方法で着用すること。
- (10) 装着時、ストッキングをドーナツ型に丸めないこと[弾性効果が増強し容易に装着できなくなるため]。

#### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

##### 1. 貯蔵・保管方法

室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

##### 2. 有効期間・使用の期限

外装表示参照

#### 【保守・点検に係る事項】

##### 1. クリーニング

- (1) ストッキングは3日ごとに交換すること(2足を用意し1足を着用中にもう1足を洗濯するとよい)。適切にクリーニングすることにより、ストッキングが長持ちする。
- (2) 家庭用の洗濯機で洗うことができる。ただし、洗濯は70°C以下で行うこと。塩素系漂白剤は、繊維を劣化させるので、使用しないこと。また、乾燥機を使用する場合には70°C以下で(80°Cを超えないこと)15~20分とし、乾燥機の停止後すぐに取り出すこと。

#### 【包装】

1袋1足入り

#### 【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元:

**コヴィディエン ジャパン株式会社**

〒158-8615 東京都世田谷区用賀 4-10-2  
お問い合わせ先: 0120-998-971

外国製造業者名:

Covidien Manufacturing Solutions, S.A.

(コヴィディエン マニユファクチャリング ソリューションズ  
エス エー)  
コスタリカ

販売元:

**日本コヴィディエン株式会社**

お問い合わせ先: 0120-998-971